

Anleitung PCR-Einzeltestung

1. Großen weißen Umschlag öffnen und Materialien herausholen.




2. Kind 30 Sekunden auf dem Abstrichtupfer lutschen lassen. Röhrchen verschließen.



3. Namen Ihres Kindes auf das Röhrchen schreiben.



4. Barcode „Probe-Einzeltestung“ senkrecht auf das Röhrchen kleben. Röhrchen in die Plastiktüte legen und verschließen.




5. Zwei Möglichkeiten:

1. QR-Code mit der Handykamera scannen und die Internetseite aufrufen. Daten Ihres Kindes eingeben.

ODER

2. QR-Code No. auf <https://onlineportal.zotzklimas.de/b2b-erfassung/> eingeben und den Anweisungen folgen.



6. Plastiktüte mit Röhrchen bis 08.30 Uhr zur Schule bringen.